

Hygiène

Broyeurs

La destruction naturelle, économique et écologique des déchets

Broyeurs pour collecteurs de matières à usage unique

REF. 2101.00 - 2102.00 - 2103.00

Réduire les sources d'infection, replacer le soignant au coeur de son métier, offrir au patient une solution confortable et hygiénique: le broyeur de bassins est la réponse à toutes les problématiques de traitement des déchets humains.



Classic+



Solo



Quattro Vanguard

POINTS FORTS



- Bénéfice indéniable sur le plan de l'hygiène.
- Limitation des risques de contaminations croisées.
- Simplification des protocoles de rotation des bassins avec gestion facilitée du propre et du sale.
- Optimisation du temps de travail du personnel soignant.
- Produits respectueux de l'environnement (normes HQE).
- Usage économique: de 11 à 24 litres d'eau par cycle selon modèle et sans produit chimique.
- Grande variété d'articles à usage unique et d'accessoires.




Le broyeur se compose d'une unité de destruction et d'une gamme d'articles à usage unique, fabriqués en cellulose naturelle. Le système de destruction, basé sur un cycle court, optimise les frais d'exploitation dans un total respect de l'environnement.


Broyeurs pour collecteurs de matières à usage unique

REF. 2101.00 (Classic+) - 2102.00 (Solo) - 2103.00 (Quattro Vanguard)


DIMENSIONS Classic+



DIMENSIONS Solo



DIMENSIONS Quattro Vanguard



	CLASSIC +	SOLO	QUATRO VANGUARD
Capacité	4 articles*	1 article	4 articles*
Temps de cycle	115 secondes	53 secondes	configurable 82 à 114 secondes
Consommation d'eau par cycle (L)	24 litres	11 litres	configurable 17 à 23 litres
Puissance moteur	590 W	485 W	600 W
Consommation par cycle	0.02 KWh	0.01 KWh	0.01 KWh
Tension/phases/fréquence	240V/1ph/50Hz	240V/1ph/50Hz	240V/1ph/50Hz
Type d'ouverture /fermeture	Manuelle	Manuelle	Mains libres commande au pied
Odeur	Siphon naturel	Siphon naturel	Siphon naturel
Démarrage	Manuel	Manuel	Automatique
Affichage de fonctionnement / diag.	L.E.D.	L.E.D.	L.E.D.
Poids à vide	85kg +/-2kg	50kg +/-2kg	59kg +/-2kg
Accès pour maintenance	Avant et dessus	Tous les cotés	Avant et dessus
Surface au sol	607mm x 432mm	440mm x 360mm	524mm x 411mm
Taille des particules	2mm - 6mm	2mm - 6mm	2mm - 6mm
Méthode de broyage	Contrôlé	Contrôlé	Contrôlé
Surfaces des broyeurs	Antimicrobiennes	Antimicrobiennes	Antimicrobiennes
Puissance sonore	69dB +/-2dB	68dB +/-2dB	54dB (en mode nuit)
Durée de vie typique	15 ans	15 ans	15 ans
Dispositif de désinfection intégré	Non	Non	Oui

4 articles*= 4 bassins ou 4 urinaux ou 4 bassines standards ou 2 bassines larges.

ACCESSOIRES POUR BROYEUR CLASSIC+:

- 2100.10 Kit de raccordement du trop plein
- Réhausses disponibles (nous contacter)

ACCESSOIRES POUR BROYEUR SOLO:

- 2102.10 Kit de raccordement du trop plein
- Réhausses disponibles (nous contacter)

ACCESSOIRES POUR BROYEUR QUATRO VANGUARD:

- 2103.10 Kit de raccordement du trop plein
- 3010.92 Désinfectant BFR 4.0 1Kg
- Réhausses disponibles (nous contacter)